


[www.ngal.cz](http://www.ngal.cz)


### NGAL Test CE IVD

NGAL test je vhodný pro rutinní diagnostické testování na širokém spektru automatických analyzátorů ve všech laboratořích.

NGAL je jediný imunoturbidimetrický test pro stanovení vzorků z moči a plazmy. NGAL je časný ukazatel akutního poškození ledvin, jehož hladiny stoupají v moči a krvi během 2 hodin od vzniku poškození ledvin.

Objednací číslo	Název	Balení	Specifikace	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Imunoturbidimetrie</b>					
ST001CA	The NGAL Test™ Reagent Kit CE IVD	NGAL Immunoparticles (R2), 7 mL Reaction buffer (R1), 35 mL	16 Tests / mL immunoparticle solution (on Hitachi 917). Reagent bottle dead volume not included	39 000	44 460
ST002CA	The NGAL Test™ Calibrator Kit CE IVD	5 Vials of 1 mL: NGAL Calibrator 1, 1 mL NGAL Calibrator 2, 1 mL NGAL Calibrator 3, 1 mL NGAL Calibrator 4, 1 mL NGAL Calibrator 5, 1 mL Note: Isotonic saline (not included) should be used for Calibrator 0. (0 mg/dL)	Calibration runs / Kit: 6	4 500	5 130
ST003CA	The NGAL Test™ Control Kit CE IVD	NGAL Control (Low), 3x1mL NGAL Control (High), 3x1mL	Control runs / Set: 20	8 000	9 120
<b>Elisa kity</b>					
KIT037	NGAL Rapid ELISA Kit CE IVD	96 testů		19 900	22 686
KIT036	NGAL ELISA Kit	96 testů		19 900	23 880
KIT046	Rat NGAL ELISA kit (dříve KIT041)	96 wells		19 900	23 880
KIT042	Mouse NGAL ELISA kit	96 testů		19 900	23 880
KIT043	Dog NGAL ELISA kit	96 testů		19 900	23 880
KIT044	PIG NGAL ELISA kit	96 testů		19 900	23 880

